

Eversense 365 ist das einzige
 ➔ **EIN-JAHRES-CGM** ➔
 und wurde entwickelt, um frustrierende
 Erlebnisse mit der Technik zu minimieren –
 damit Du Deinen Diabetes und Deinen
 Alltag besser managen kannst.



„Mit nur einem CGM für ein
 Jahr wird Eversense 365 das
 Diabetesmanagement erheblich
 vereinfachen. Ich kann es kaum
 erwarten loszulegen!“

Troy Ita
 Eversense Botschafter#

Erfahre mehr über Eversense 365
 hier in unserem Video:



Lass uns miteinander
über Eversense 365 sprechen!

Wir sind
 für Dich da.

☎ **Telefon**
 0800 / 50 88 844 (kostenfrei)

✉ **E-Mail**
 support.de@eversenseddiabetes.com



Eversense 365 wurde als
Innovation im Bereich CGM mit dem
Edison Award Gold 2025 in der Kategorie
 "Individuelles Gesundheitsmonitoring"
 ausgezeichnet.*



Eversense 365 wurde bei den
MedTech Breakthrough Awards 2025 als
Best New Technology Solution in der
 Kategorie "Diabetes Management"
 ausgezeichnet.*

*Bei abgenommenem Transmitter werden keine Glukosedaten ermittelt.

Die geäußerten Ansichten spiegeln lediglich die persönliche Meinung der jeweiligen Person wider. Dieses Dokument bietet lediglich allgemeine Informationen. Es ist nicht dazu vorgesehen, als medizinische Beratung, für die Diagnostik oder Therapie verwendet zu werden und darf die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen

Referenzen: 1) Abbott (2024) Freestyle Libre 3 User Guide ART49385-001 Rev. A 04/24. 2) Dexcom (2025) G7 User Manual AW00078-10 Rev 004 MT-00078-10. 3) Senseonics (2024) Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring System User Guide LBL-7702-01-001. 4) Christiansen MP et al. A Prospective Multicenter Evaluation of the Accuracy of a Novel Implanted Continuous Glucose Sensor: PRECISE II. Diabetes Technol Ther. 2018;20(3):197-206. 5) Deiss D et al. Real-World Safety of an Implantable Continuous Glucose Sensor Over Multiple Cycles of Use: A Post-Market Registry Study. Diabetes Technol Ther. 2020;22(1):48-52. 6) https://edisonawards.com/winner/eversense-365/ 7) https://medtechbreakthrough.com/2025-winners/

Das Eversense® 365 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die kontinuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen (ab 18 Jahren) mit Diabetes für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach Tag 13 einmal pro Woche zur Kalibrierung erforderlich, wenn die Symptome nicht mit den CGM-Informationen übereinstimmen oder wenn Medikamente der Tetracyclin-Klasse eingenommen werden. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. Das Eversense 365 CGM System wird von einem Arzt verordnet. Patienten, die mehr darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter <https://global.eversenseddiabetes.com/safety-info/>

Eversense, Eversense 365 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo sind Marken von Senseonics, Incorporated. Weitere Marken und deren Produkte sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung abzuleiten.

Wir kümmern uns um Ihre Fragen. **Eversense Service Team** 0800 / 50 88 844, support.de@eversenseddiabetes.com

Senseonics


Vertrieb durch:
 Senseonics Deutschland GmbH
 Am Kabbellager 11, 51063 Köln
www.eversenseCGM.de

Hergestellt von: Senseonics, Inc.
 20451 Seneca Meadows Parkway
 Germantown, MD 20876-7005 USA
 © 2026 Senseonics, Inc.
 Alle Rechte vorbehalten.

92.000332 06/26

eversense 365
 Continuous Glucose Monitoring System

EIN JAHR.
 EIN CGM.



Manage Deinen Diabetes,
 nicht Dein CGM.

Kommen Dir diese Erlebnisse bekannt vor?

Vorzeitiger Ausfall des CGMs

Dein CGM-Sensor versagt schon vor Ablauf der versprochenen Tragedauer von 10-15 Tagen.

CGM wird abgerissen

Dein CGM ist durch irgendeine Art von Körperkontakt abgefallen.

Störende Fehlalarme

Du liegst nachts auf Deinem CGM und wirst von einem falschen Niedrigalarm geweckt.

Hautreizungen


Das verwendete Pflaster Deines Kurzzeit-CGMs verursacht Hautreizungen.

Eversense 365 – **DEINE ALTERNATIVE!**



Das CGM mit der längsten Funktionsdauer

Unübertroffene Sensorlaufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kurzzeit-CGMs.¹⁻³




Keine verschwendeten CGMs mehr

Der Eversense 365 Smart Transmitter kann bei Bedarf abgenommen* werden. Sollte der Transmitter abfallen, kannst Du ihn einfach wieder anbringen, ohne dass ein neues CGM erforderlich ist.



Warnungen, denen Du vertrauen kannst

Eversense 365 hat eine außergewöhnliche Genauigkeit über ein ganzes Jahr. Es gibt fast keine Fehlalarme, wenn Du nachts auf Deinem CGM liegst.⁴



Maximaler Komfort


Die hautfreundlichen Pflaster auf Silikonbasis werden täglich gewechselt und verursachen fast keine Hautreaktionen.⁵

Eversense 365 – **SO FUNKTIONIERT ES**

Ein Arzt platziert den **Ein-Jahres-Sensor** unter der Haut Deines Oberarms. Das dauert nur wenige Minuten.



Der Sensor sendet Deine **Glukosedaten in Echtzeit** an den **abnehmbaren*** Smart Transmitter.



Das **hautfreundliche, täglich frische** Silikonpflaster sorgt dafür, dass Dein Smart Transmitter am Oberarm haftet.

Der Smart Transmitter überträgt Deine Glukosedaten an die Eversense 365 **Mobile App**.



Nicht die tatsächliche Größe